

The Hulda Clark Zapper



ClarkZapper.com

Setting up a Hulda Clark Zapper
How to Zap Instructions
Pet Zappicator
Food Zappicator

Books by Hulda Clark at:
HuldaClark.com

Aviso legal

Los dispositivos zapper de Frequency Generation se fabrican según los diseños publicados por Hulda Clark Ph.D., ND

La Dra. Hulda Clark define un Zapper como cualquier unidad que genera una frecuencia de compensación positiva entre 10 Hz y 500.000 Hz utilizando una batería de 9 voltios. Una compensación positiva significa que, al probarse en un osciloscopio, el Zapper muestra la parte inferior de la forma de onda al menos 1/4 de voltio por encima de cero. Nunca se produce una salida negativa. _____

Los libros del Dr. Clark no han sido evaluados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). El zapper Clark no está autorizado como dispositivo médico en Estados Unidos. Los zappers solo pueden venderse como dispositivos experimentales para investigación educativa.

Toda la información tiene fines educativos y no constituye consejo médico. Consulte con un profesional de la salud colegiado antes de intentar cualquier programa de autocuidado. No está destinada a curar, mitigar, tratar ni prevenir ninguna enfermedad en humanos ni animales.

Si está embarazada o usa un marcapasos electrónico, no experimente con un zapper. Estas situaciones aún no se han explorado.

Para más información sobre cómo construir y usar el zapper, lea los libros de la Dra. Hulda Clark. Esta guía le ayudará a configurar fácilmente sus experimentos relacionados con Hulda Clark. No se pretende ofrecer información médica ni de salud. Lea un libro de la Dra. Hulda Clark antes de experimentar con un zapper o un zappicator. Los libros de Hulda Clark están disponibles en HuldaClark.com.



Switch 1 : Choose a frequency.

Switch 2 : Turn the Zapper on.

Configuración del Zapper de Hulda Clark

1. Introduzca los enchufes rojo y negro en los puertos rojo y negro correspondientes.
2. Conecte cada pinza de cocodrilo a un mango de cobre.
3. Envuelva cada mango de cobre con una capa de papel húmedo. toalla.
4. El interruptor IZQUIERDO (junto al puerto negro) elige la frecuencia:
ABAJO para 30 kHz. ARRIBA para 1 kHz.
5. El interruptor DERECHO (junto al puerto rojo) es el de Encendido/Apagado:
ABAJO para APAGAR. ARRIBA para ENCENDER.

La luz verde se vuelve roja cuando es necesario cambiar la batería de 9 voltios. El compartimento de la batería se encuentra en la parte trasera de la unidad; deslícelo con el pulgar.

Cómo hacer Zap

Sujete las asas de cobre con cada mano. Zap para tres 7-
Sesiones de un minuto con un descanso de 20 a 30 minutos entre ellas.

Siéntese, relájese y mantenga los brazos a los costados mientras sujeta las asas de
cobre. Recuerde mantener las manos separadas para que el zapper pueda penetrar.
Algunas personas pueden sentir un ligero cosquilleo, pero la mayoría no siente nada.

Puedes usar cualquiera de las dos frecuencias. La frecuencia más
baja, de 1 kHz, es más agresiva, mientras que la frecuencia original del
Hulda Clark Zapper, de 30 kHz, es más cómoda, lo que permite usar el
zapper durante más tiempo. La mayoría de la gente usa el zapper a 30 kHz.

Recuerde mantener húmeda la toalla de papel envuelta alrededor de los mangos
de cobre durante sus sesiones de zapping.

Cuándo hacer zap

La Dra. Hulda Clark recomendó el zapping diario para principiantes.
Algunas personas experimentan síntomas de desintoxicación después de zapping. Si
los síntomas le causan demasiada incomodidad, intente zapping cada dos días
hasta que se alivien.

Una vez que esté satisfecho con su condición, puede optar por realizar zapping solo
cuando sea necesario o al menos una vez a la semana de manera preventiva.

Zapping extendido

Una vez que su cuerpo se haya adaptado al zapping, y dependiendo de la urgencia de
su situación, puede que quiera aumentar la duración del zapping. El Dr. Clark descubrió
que el zapping por períodos más largos puede ser más efectivo.

Algunas personas usan la tecnología durante 20 minutos, 20 minutos sin usarla, 5
veces o incluso más, quizás de forma intermitente todo el día.

Zapping con familiares y amigos

Cuatro personas pueden hacer zapping juntas usando el programa de zapping original de Hulda Clark de 7 minutos de ZAP, 20 minutos de DESCANSO, 7 minutos de ZAP, 20 minutos de DESCANSO, 7 minutos de ZAP.

Cada uno realiza zapping durante 7 minutos y luego descansa 21 minutos, mientras que tres compañeros se turnan para zapping cada uno. La sesión completa de zapping para cuatro personas dura casi una hora y media.

Es tiempo suficiente para una visita tranquila durante la cual el grupo puede tomar un té de hierbas y bocadillos saludables entre zapping, hacer algunos ejercicios juntos o ver videos inspiradores de YouTube sobre Hulda Clark (los nuestros están en youtube.com/huldaclarkcom).



Meditaciones de zapping

Experimenta nuestras meditaciones de audio de 7 minutos que te guiarán mientras te preparas para un ritual relajante de autocuidado integral de cuerpo y mente. Toca la imagen para visitar la biblioteca.

Aplicación móvil para eliminar parásitos



Toca la imagen para descargar nuestra aplicación de videojuegos, Parasite Zapper para iOS, Android y PC con Windows.


Elimina virtualmente los parásitos y obtén la mejor puntuación. La aplicación también incluye una práctica limpieza herbal antiparasitaria de 18 días.



Configuración de Zappicator

Cuando un Zapper de 1 kHz alimenta un altavoz North Pole, se obtiene un Zappicator. El altavoz North Pole se vende por separado.

Pruebe el imán de la caja del altavoz North Pole con una brújula para asegurarse de que no invierta la polaridad (los imanes pueden cambiar de polaridad si se caen o se calientan). Antes



de cada uso, incline la caja del altavoz hacia arriba y sostenga una brújula hasta el centro de la caja. La N debe ser atraída hacia la parte superior. Cada caja incluye una brújula.

1. Retire todos los elementos metálicos del área.
2. Inserte el conector rojo del altavoz en el puerto rojo del Zapper. Deje el puerto negro del Zapper vacío. La radiofrecuencia no necesita un circuito con conexión a tierra.
3. Coloque el Zapper lo más lejos que lo permita el cable conductor.
4. Gire el interruptor izquierdo del Zapper hacia ARRIBA para elegir 1 kHz.
5. El interruptor derecho (más cercano al puerto rojo) es el de ENCENDIDO/APAGADO.

Importante: RETIRE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS. El imán del altavoz invertirá la polaridad del metal.

Cosas de frikis: Has visto cómo un imán invierte la polaridad de un metal ferroso. Observa cómo un imán se conecta al refrigerador incluso si lo volteas, ya que este cambia la polaridad del metal ferroso que lo compone y se adhiere porque los polos opuestos se atraen. Enviar la frecuencia del zapper a través del imán del altavoz es práctico, pero asegúrate de retirar todos los objetos metálicos a una distancia de 60 a 90 cm o más del área que quieres zappicar.



Zappicador de comida

Cuando un Zapper de 1 kHz se conecta a un altavoz del Polo Norte, se puede utilizar como un Zappicador de alimentos.

El zappicado es ideal para alimentos crudos y ensaladas que no se cocinan.

También es ideal para zappicar antes o después de cocinar.

Coloque alimentos y bebidas en recipientes de vidrio o plástico sobre la caja del altavoz del Polo Norte para zappicarlos. El agua, las frutas y las verduras se pueden zappicar durante 10 minutos. Los lácteos deben zappicarse durante al menos 15 minutos; los productos cárnicos, al menos 20 minutos.

Importante: Retire todas las tapas metálicas de los frascos de alimentos y bebidas antes de zappicar. No zappicar alimentos enlatados.

Zappicate utilizando únicamente recipientes de plástico o vidrio. Mantenga la caja del altavoz North Pole alejada de superficies metálicas cuando esté en uso.

Zappicador de mascotas

Se puede usar un altavoz North Pole para zapping de mascotas. Simplemente coloque el altavoz North Pole debajo de la cama de su mascota y enciéndalo mientras descansa. Empiece despacio, zapping de 3 minutos al día. Aumente la duración hasta sesiones de 20 minutos.

Importante: Retire todos los collares o placas metálicas antes de usar el zappicador. No lo use dentro de una jaula metálica.

Antes de que Hulda Clark desarrollara el Zappicator, se aplicaba la electricidad a las mascotas sosteniendo las asas de cobre contra las partes del cuerpo con menos pelo. La Dra. Clark también recomienda la Limpieza Herbal Antiparasitaria para usted y su mascota.


Receta de limpieza antiparasitaria a base de hierbas para usted y su mascota en HerbalParasiteCleanse.com




30 kHz Positive Offset Square Wave

Hulda Clark Zapper


R1 1 K
R2* 4.7 K
R3 1 K
R4 2.2 K
R5 39 K




C1 .0047 uf
C2 .0047 uf
U3 MC1455
LED 3 ma red
PIN 1 - ground
PIN 8 - power



From a Hardware Store: cut two 4" handles from regular 3/4" copper pipe. File sharp edges smooth.



The circuit diagram shows a 9V battery connected to a switch (S1) and a network of resistors (R1, R2, R3, R4, R5) and capacitors (C1, C2). An MC1455 timer (U3) is configured with its pin 1 to ground and pin 8 to power. The timer's output (pin 3, Q) drives a red LED (LED1) through resistor R3. The timer's other pins (2, 4, 5, 6, 7) are connected to various resistors and capacitors. A QR code is located below the diagram with the text: "SCAN QR CODE BELOW FOR VIDEO".



How to build a Zapper at: ClarkZapper.NET

*For 1K Output Replace R2 with 144K or with TWO 270K Resistors

Dr. Clark's Gift To Humanity
HuldaClark.com

Construye un Zapper Hulda Clark

Este es el esquema original del Zapper de 30.000 Hz (30 kHz) que la Dra. Clark publicó en sus libros. Quienes leen sus libros siguen las instrucciones paso a paso para fabricar su propio Zapper.

Las instrucciones del Dr. Clark indican al lector que debe construir el circuito en una pequeña caja de zapatos o algo similar. ¡Muchos de los primeros zappers venían en cajas de zapatos!

Hulda Clark adaptó su circuito Zapper a una placa de pruebas electrónica fácil de usar, así que ahora es más fácil que nunca construir tu propio Zapper Hulda Clark. Solo tienes que encajar las 9 piezas y tendrás un Zapper.

El kit de placa de pruebas "Construye tu propio Zapper de Hulda Clark" contiene instrucciones ilustradas a color y todos los componentes electrónicos necesarios para construir tu propio circuito Zapper de Hulda Clark tal como se publica en sus libros.

Garantía sin riesgos

Cada cuerpo es diferente y reacciona al Zapper de Hulda Clark de distintas maneras según las condiciones y el entorno. Algunas personas reportan resultados inmediatos. Otras tardan más en notar mejoras en su salud y bienestar. Combine el zapping con desintoxicaciones herbales y cambios en su estilo de vida para obtener mejores resultados. Lea un libro de Hulda Clark para más información. Los libros de Hulda Clark están disponibles en línea en HuldaClark.com.

El Zapper Hulda Clark incluye una garantía de satisfacción de 1 año. Si después de usarlo durante un año no ha mejorado su calidad de vida, puede devolver el zapper, las tuberías de cobre, los cables y una copia de la factura para obtener un reembolso completo (gastos de envío no incluidos).

Garantía de reparación o reemplazo de por vida

La garantía cubre únicamente la fabricación electrónica del generador de frecuencia y no incluye el desgaste de las asas de cobre, los cables ni la batería de 9 voltios. Ofrecemos reemplazo para unidades irreparables. El mal uso o negligencia de la unidad invalida la garantía.

Contáctenos a info@NaturalHealthSupply.com para obtener información sobre cómo devolver su Hulda Clark Zapper.





CLARKZAPPER.COM